

Інструкція для застосування.

Ізотонічний розчин для зволоження та очищення носових каналів. Медичний виріб

Склад: вода, натрію хлорид (морська сіль), екстракт прополіса, бензалконій хлорид.

Призначений до використання: Ізотонічний розчин для зволоження та очищення носових каналів.

Назальний спрей **Апіколд пропо** нормалізує функцію слизової оболонки носа природним шляхом. Дрібно дисперсний ізотонічний розчин діє на всю поверхню слизової оболонки носа. Склад продукту допомагає встановити природний рівень рН та гідратацію слизової оболонки носа, а також допомагає зволоженню сухої слизової оболонки та видаленню сухого секрету з носа для полегшення дихання.

Рекомендовано

- для щоденної гігієни слизової оболонки для дітей та дорослих
 - при проживанні у номерах з кондиціонерами
 - при дії пилу та шкідливих атмосферних впливів
 - при перебуванні у сухих і теплих приміщеннях (центральне опалення)
 - при симптомах алергічного риніту та простудних захворювань
- Інструкції щодо застосування** Розпилюйте **Апіколд пропо** в обидві ніздрі, по мірі необхідності. Одне розпилення в кожен ніздрю достатнє для зволоження сухої слизової оболонки. Для видалення сухого секрету з носа, рясно розпилюйте **Апіколд пропо** в обидві ніздрі.

 **Обережно**

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не рекомендується дітям віком до 4 років. З гігієнічною метою рекомендується індивідуальне використання флакону. Особам з підвищеною чутливістю до прополісу не рекомендується застосовувати спрей **Апіколд пропо**.


Рекомендується використовувати продукт протягом 30 днів після першого відкриття флакона. Тільки для зовнішнього застосування.

Зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при кімнатній температурі **Кількість нетто:** 30 мл.

Номер партії та дата закінчення терміну придатності вказані на нижній частині упаковки.

Виробник:

 АПІФАРМА д.о.о., Джероніма Каванджина 26, 10090 Загреб, Хорватія, ЄС. тел.: + 385 (0)1 6399 000
APIPHARMA d.o.o., Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, Croatia, EU tel.: + 385 (0)1 6399 000

Вироблено для:





Альпен Фарма АГ, Берн, Швейцарія
Alpen Pharma AG, Bern, Switzerland





Уповноважений представник в Україні:

ПрАТ «Натурфарм» Україна, 04075 Київ, Пуща-Водиця, вул. Лісна, 30-А, телефон (044) 401-81-03.

Дотримуйтесь правил, які викладені в Інструкції для застосування продукту. Дата останнього перегляду: лютий 2018 р.

Пояснення символів, зазначених на упаковці

	Ознайомтесь з інструкцією для застосування
	Придатний до
	Обережно
	Знак Європейської відповідності

	Виробник
	Номер партії
	номер за каталогом
	Знак відповідності технічним регламентам

Апіколд

мінт назальний спрей

UA-10MD



Інструкція для застосування.

Ізотонічний розчин для зволоження та очищення носових каналів. Медичний виріб

Склад: вода, натрію хлорид, кальцію хлорид, калію хлорид, глобули евкалиптової олії, ментол, натрію гідрофосфат, бензалконія хлорид.

Призначений до використання Ізотонічний розчин для зволоження та очищення носових каналів. Назальний спрей **Апіколд мінт** нормалізує функцію слизової оболонки носа природним шляхом. Дрібно дисперсний ізотонічний розчин діє на всю поверхню слизової оболонки носа. Склад продукту допомагає відновити природний рівень рН та гідратацію слизової оболонки носа, а також допомагає зволоженню сухої слизової оболонки та видаленню сухого секрету з носа для полегшення дихання. Додавання олії ментолу та евкалипту надає приємне відчуття свіжості після застосування. **Рекомендовано**

- для щоденної гігієни слизової оболонки для дітей та дорослих
- при проживанні у номерах з кондиціонерами

- при дії пилу та шкідливих атмосферних впливів
- при перебуванні у сухих і теплих приміщеннях (центральне опалення)
- при симптомах алергічного риніту та простудних захворювань



Інструкції щодо застосування

Зняти захисний ковпачок. Вставити кінчик назального спрею в ніздрю, натиснути на розпилювач і обережно вдихнути носом. Для зволоження слизової оболонки носа, досить одного розпилення в кожную ніздрю кілька разів на день.

З метою усунення закладеності носа, вприснути **Апіколд мінт** один або два рази в кожную ніздрю і повторити кілька разів протягом дня.



Обережно

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не рекомендується дітям віком до 4 років.

З гігієнічною метою рекомендується індивідуальне використання флакону. Особам з підвищеною чутливістю до окремих компонентів,



препарату не рекомендується застосовувати спрей **Апіколд мінт**. Рекомендується використовувати продукт протягом 30 днів після першого відкриття флакона. Тільки для зовнішнього застосування.





Зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при кімнатній температурі **Кількість нетто:** 30 мл.

Номер партії та дата закінчення терміну придатності вказані на нижній частині упаковки.

Виробник:

Пояснення символів, зазначених на упаковці

	Ознайомтесь з інструкцією для застосування
	Придатний до
	Обережно
	Знак Європейської відповідності

АПІФАРМА д.о.о., Джероніма Каванджина 26, 10090 Загреб, Хорватія, ЄС. тел.: + 385 (0)1 6399 000 APIPHARMA d.o.o., Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, Croatia, EU tel.: + 385 (0)1 6399 000

Вироблено для:





Альпен Фарма АГ, Берн, Швейцарія

Alpen Pharma AG, Bern, Switzerland

Уповноважений представник в Україні:

ПрАТ «Натурфарм» Україна, 04075 Київ, Пуща-Водиця, вул. Лісна, 30-А, телефон (044) 401-81-03. Дотримуйтесь правил, які викладені в Інструкції для застосування продукту.

Дата останнього перегляду: лютий 2018 р.

	Виробник
	Номер партії
	номер за каталогом
	Знак відповідності технічним регламентам